



Mascarilla desechable Modelo N95

El respirador para partículas y mascarilla quirúrgica 1860 de 3M posee una capa interior suave para mayor comodidad y debido a que es resistente a los fluidos, ayuda a reducir la exposición potencial de los usuarios a sangre y otros fluidos corporales. No contiene componentes de látex o hule natural, Proporciona una excelente filtración bacterial, protegiendo contra partículas generadas por el usuario

Certificado por NIOSH (National Institute for Occupational Safety And Health) de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84. Cumple con los standares para la transmisión de la bacteria de Tuberculosis del CDC (centro de control y prevención de enfermedades de USA). Almacenar en lugar limpio y seco a temperatura entre -5° C y 38°C con un humedad relativa >70%.

Características Técnicas

Material	PP, Tela no tejida
Nombre producto	N95 1860
Color	Verde
Empaque	Bolsa 20 unidades
Esterilizado	Grado no estéril
Procedencia	China
Certificación	NIOSH Norma 42CFR84
Marca	3M
Vida útil	-10 años en envase original -5 años para modelos con capa de cartón



Limitaciones de uso

- No se debe utilizar en personas cuyo sistema respiratorio esté severamente afectado o tengan algún tipo de trastorno respiratorio.
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones
- No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos

Instrucciones de uso



1. Coloque la máscara ahuecada en una mano con la almohadilla nasal en la punta de los dedos, dejando que las cintas cuelguen libremente debajo de la mano

2. Sostenga la máscara debajo de la barbilla , con la pieza de la nariz hacia arriba



3. Pase la correa superior alrededor de la cabeza y la correa inferior debajo de las orejas, las correas no deben estar torcidas

4. Usando ambas manos forme el clip de la nariz a la forma de la parte inferior de la nariz para asegurar la perfecta adherencia y buena sujeción. Si pellizca el clip nasal con una mano, el rendimiento de la máscara es menos efectivo



5. Antes de usar la máscara, verifique el ajuste perfecto en la cara. Si el usuario cree que la cinta inferior es demasiado floja y no es posible obtener un ajuste satisfactorio, es posible atar un nudo en ella en la parte posterior de la cabeza