



Mascarilla desechable Modelo N95

Mascarilla desechable N95 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. El modelo DTC3X está certificado por NIOSH. Tiene bandas estilo diadema (todas las aprobaciones NIOSH tienen bandas para la cabeza, no presillas para las orejas).

Filtra el 95% de las partículas en el aire (estándar estadounidense N95) Estilo de diseño de diadema Tecnología de soldadura ultrasónica, sin pegamento e inodoro. Diseño de 5 capas. Cuenta con bandas de metal para la nariz y bandas elásticas para la cabeza que garantizan un ajuste perfecto para diferentes usuarios

Características Técnicas

Material	Polipropileno, Tela no tejida
Modelo	DTC3X
Color	Blanco
Empaque	Caja de 20 piezas
Esterilizado	No estéril
Procedencia	China
Certificación	NIOSH- Norma 42CFR84



Concentraciones Limites

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el limite de exposición o menor de 0,05 mg/m³
- No usar en atmosferas cuyo contenido de oxigeno sea menor a 19.5%
- No usar en atmosferas en las que el contaminante estén concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud)
- No usar en atmosferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.

Instrucciones de uso



1. Con el clip nasal hacia el frente, y el respirador separado de su cara, sujete cada extremo de la banda inferior en cada mano cuidando que el respirador (incluyendo el clip nasal) quede hacia el frente y hacia arriba

2. Coloque el respirador debajo de la barbilla, jale la banda inferior pasándola sobre su cabeza y colocándola sobre su cuello, por detrás de la oreja



3. Jale la banda superior sobre su cabeza y colóquela en la coronilla



4. Usando ambas manos forme el clip de la nariz a la forma de la parte inferior de la nariz para asegurar la perfecta adherencia y buena sujeción. Si pellizca el clip nasal con una mano, el rendimiento de la máscara es menos efectivo



5. Antes de usar la máscara, verifique el ajuste perfecto en la cara. Cubrir la parte frontal del respirador con las dos manos cuidando no modificar la posición del respirador. Exhale con fuerza. Si el aire fluye alrededor de la nariz, reajustar el clip nasal como se describe en el punto 4. Si se notan fugas de aire en los extremos del respirador, reajustar las bandas de sujeción.