

## SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CERTIFICADA

Producto con garantía de calidad y protección radiológica certificado por la comisión chilena de energía nuclear LMRI-Chile N° 5884-2018 y cumple con los estándar de calidad exigidos por la comisión Intencional de Protección Radiológica y la Organización Mundial de la Salud.

# Biombo plomado **rodante** **con visor**



Producto pensado para proteger a profesionales y sus pacientes expuestos a la Radiación Ionizante ,emitida por distintos tipos de equipos de Rayos X .

Marca especializada en la fabricación de una amplia gama de productos para la Protección Radiológica, de uso Industrial, Minero, Construcción Hospitalaria y Medicina Nuclear, entre otros, así como la elaboración de diversos elementos, productos y servicio de Blindaje Radiológico.

- Biombo con estructura de melamina blanca lavable
- Marco de aluminio y patas de acero esmaltado
- Ruedas de Durocoton de alta resistencia.
- Incluye frenos estabilizadores para mayor adherencia al suelo

### Características Técnicas

<b>Grado protección</b>	1 mm PB.EQ
<b>Marca</b>	Protexrey
<b>Dimensiones biombo</b>	80 x180 cm
<b>Dimensiones mirilla</b>	15 x 20 cm
<b>Espesor</b>	9 mm
<b>Color</b>	Blanco

1 ½ Oriente 1263, Viña del mar

Fono: 32 2696477

[info@healthstore.cl](mailto:info@healthstore.cl)

[www.healthstore.cl](http://www.healthstore.cl)

