

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CERTIFICADA

Producto con garantía de calidad y protección radiológica certificado por la comisión chilena de energía nuclear LMRI-Chile N° 5884-2018 y cumple con los estándar de calidad exigidos por la comisión Intencional de Protección Radiológica y la Organización Mundial de la Salud.

Biombo plomado **rodante**



Producto pensado para proteger a profesionales y sus pacientes expuestos a la Radiación Ionizante ,emitida por distintos tipos de equipos de Rayos X .

Marca especializada en la fabricación de una amplia gama de productos para la Protección Radiológica, de uso Industrial, Minero, Construcción Hospitalaria y Medicina Nuclear, entre otros, así como la elaboración de diversos elementos, productos y servicio de Blindaje Radiológico.

- Biombo con estructura de melanina blanca
- Marco de aluminio y patas de acero esmaltado
- Ruedas de Durocoton de alta resistencia.
- Incluye frenos estabilizadores para mayor adherencia al suelo

Características Técnicas

Grado protección	1,5 mm PB.EQ
Marca	Protexrey
Dimensiones	80x180 cm
Espesor	9 mm
Color	Blanco

1 ½ Oriente 1263, Viña del mar

Fono: 32 2696477

info@healthstore.cl

www.healthstore.cl

