

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CERTIFICADA

Producto con garantía de calidad y protección radiológica certificado por la comisión chilena de energía nuclear LMRI-Chile N° 5884-2018 y cumple con los estándar de calidad exigidos por la comisión Intencional de Protección Radiológica y la Organización Mundial de la Salud.

Delantal Profesional dos piezas **Falda/Chaqueta**



Producto pensado para proteger a profesionales y sus pacientes expuestos a la Radiación Ionizante ,emitida por distintos tipos de Equipos de Rayos X .

Marca especializada en la fabricación de una amplia gama de productos para la Protección Radiológica, de uso Industrial, Minero, Construcción Hospitalaria y Medicina Nuclear, entre otros, así como la elaboración de diversos elementos, productos y servicio de Blindaje Radiológico.

- Delantal de uso profesional de protección envolvente.
- Chaqueta con ajuste de velcro en parte lateral inferior y parte superior de la espalda para mayor comodidad.
- Falda con sistema de cierre de velcro cruzado y cierre tip-top en cintura para mayor soporte, incluye bolsillos en costados.
- Grado de Protección: 0,5 P.B.EQ.
- Opción de logo estampado.

Características Técnicas

Peso	8 kg app
Marca	Protexrey
Cubierta	T-Vinil lavable
Color	Azul
Protección	0,5 mm plomo

1 ½ Oriente 1263, Viña del mar

Fono: 32 2696477

info@healthstore.cl

www.healthstore.cl

