

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CERTIFICADA

Producto con garantía de calidad y protección radiológica certificado por la comisión chilena de energía nuclear LMRI-Chile N° 5884-2018 y cumple con los estándar de calidad exigidos por la comisión Intencional de Protección Radiológica y la Organización Mundial de la Salud.

Delantal Paciente Panorámico Modelo **Poncho**



- Delantal para uso de pacientes de protección frontal y espalda.
- Diseñado para toma de radiografías panorámicas.
- Se ajusta con un sistema de velcro en un hombro para una fácil postura.
- Grado de Protección: 0,3 P.B.EQ.
- Opción de logo estampado.



Producto pensado para proteger a profesionales y sus pacientes expuestos a la Radiación Ionizante ,emitida por distintos tipos de Equipos de Rayos X .

Marca especializada en la fabricación de una amplia gama de productos para la Protección Radiológica, de uso Industrial, Minero, Construcción Hospitalaria y Medicina Nuclear, entre otros, así como la elaboración de diversos elementos, productos y servicio de Blindaje Radiológico.

Características Técnicas

Peso	4,5 kg app
Marca	Protexrey
Medidas	100x60 cm
Cubierta	T-Vinil lavable
Color	Azul

1 ½ Oriente 1263, Viña del mar

Fono: 32 2696477

info@healthstore.cl

www.healthstore.cl

