

## SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CERTIFICADA

Producto con garantía de calidad y protección radiológica certificado por la comisión chilena de energía nuclear LMRI-Chile N° 5884-2018 y cumple con los estándar de calidad exigidos por la comisión Intencional de Protección Radiológica y la Organización Mundial de la Salud.

# Delantal Profesional Modelo **Velcro**



Producto pensado para proteger a profesionales y sus pacientes expuestos a la Radiación Ionizante ,emitida por distintos tipos de Equipos de Rayos X .

Marca especializada en la fabricación de una amplia gama de productos para la Protección Radiológica, de uso Industrial, Minero, Construcción Hospitalaria y Medicina Nuclear, entre otros, así como la elaboración de diversos elementos, productos y servicio de Blindaje Radiológico.

- Delantal uso profesional con protección frontal y espalda.
- Se ajusta con un sistema de velcro en la parte de la cintura y cadera.
- Su diseño permite una mejor distribución del peso entre hombros y caderas.
- Grado de Protección: 0,3 / 0,5 P.B.EQ.
- Opción de logo estampado.

### Características Técnicas

<b>Peso</b>	2,9 kg app
<b>Marca</b>	Protexrey
<b>Medidas</b>	100x60 cm
<b>Cubierta</b>	T-Vinil lavable
<b>Color</b>	Azul
<b>Protección</b>	0,5 mm plomo

1 ½ Oriente 1263, Viña del mar

Fono: 32 2696477

[info@healthstore.cl](mailto:info@healthstore.cl)

[www.healthstore.cl](http://www.healthstore.cl)

