

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CERTIFICADA

Producto con garantía de calidad y protección radiológica certificado por la comisión chilena de energía nuclear LMRI-Chile N° 5884-2018 y cumple con los estándar de calidad exigidos por la comisión Intencional de Protección Radiológica y la Organización Mundial de la Salud.

Delantal Profesional Modelo **Tip-Top**



Producto pensado para proteger a profesionales y sus pacientes expuestos a la Radiación Ionizante ,emitida por distintos tipos de Equipos de Rayos X .

Marca especializada en la fabricación de una amplia gama de productos para la Protección Radiológica, de uso Industrial, Minero, Construcción Hospitalaria y Medicina Nuclear, entre otros, así como la elaboración de diversos elementos, productos y servicio de Blindaje Radiológico.

- Delantal para uso profesional con protección frontal.
- Se ajusta a la cintura con un sistema de correas cierre tip-top.
- Diseñado para distribuir de mejor manera el peso entre los hombros y cintura.
- Grado de Protección: 0,3 / 0,5 P.B.EQ.
- Opción de logo estampado.

Características Técnicas

Peso	2,9 kg app
Marca	Protexrey
Medidas	100x60 cm
Cubierta	T-Vinil lavable
Color	Azul
Proteccion	0,5 mm de plomo

1 ½ Oriente 1263, Viña del mar

Fono: 32 2696477

info@healthstore.cl

www.healthstore.cl

