



Cofia desechable doble elástica

Cofia-Gorro clip acordeón con doble cinta elástica en su circunferencia, fabricado con polipropileno, suave y ventilada. Cobertor de cabeza que evita la contaminación de ambientes limpios con cabello y caspa. Diseño para uso con cabello largo, fuerte y duradero.

Su uso es recomendado en la industria alimenticia, hospitales, laboratorios clínicos, supermercados etc. El polipropileno de la tela y de las costuras es compatible con un amplio espectro de productos químicos.

Características Técnicas

Material	Polipropileno
Color	Blanco
Peso	9 gr/m2 (± 2 gr)
Tamaño	21" (± 1 ')
Medida	Universal
Confección	A Maquina
Presentación	Bolsa 100 unidades y 10 bolsas por cartón
Temperatura almacenamiento	Entre 10° y 30° C
Certificación	ISO 9001
Resistencia	Tracción longitudinal ≥ 10 N/5 cm
Mecánica de la tela	Tracción transversal ≥ 15 N/5 cm Elongación longitudinal $\geq 30\%$ Elongación transversal $\geq 30\%$ Coeficiente de variación $\geq 9\%$

