



Guantes de Vinilo sin polvo

Guantes de examen Vinilo sin polvo, no estéril, ambidiestros, hipoalergénico y libre de látex. Dispositivo médico protector de manos, fabricado con un compuesto polimérico especial, con una elasticidad mayor al guante de vinilo tradicional.

Su comportamiento táctil es superior y representa una muy buena solución para aquellos que sufren de alergia al látex natural y en sustitución del guante de nitrilo

Características Técnicas

Material	Vinilo Sintético polimérico
Longitud	>230 mm
Peso	5,1g (talla M)
Ancho de Palma	S 80-89mm - M 90-99 mm – L 100-109 mm – XL 110-119 mm
Tamaño	S-M-L-XL
Empaque	Caja 100 unidades
Color	Azul
Duración	5 años a partir de elaboración
Certificación	CE – ISO 13485



Modo de uso



- Verifique los guantes compruebe que son de su talla y que están en perfectas condiciones.
- No use ni reutilice guantes que estén desgastados o deteriorados.
- Lávese y séquese las manos antes de ponerse los guantes. Si aún están húmedas, no se los ponga.
- Remueva cuidadosamente los guantes para prevenir la contaminación de las manos.
- Deposite los guantes en el contenedor adecuado, según las normas y/o protocolos de su institución.
- Lávese y séquese las manos cuando se haya quitado los guantes

Condiciones de almacenamiento

- Conservar el producto en el empaque original.
- No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
- Proteger el producto de temperaturas superiores a 40°C.
- Humedad relativa permanente: máximo 70%
- Los estantes donde se almacene este producto, deben estar 30 cm alejados del piso.
- No exponer empaque del producto a luz solar o luces brillantes por encima de 400 W.
- No exponer a contacto con antisépticos a base de aceites, fenoles o sus derivados, grasas, derivados del petróleo o compuestos relacionados.
- No exponga esta unidad a contacto con sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, como por ejemplo: pinturas, pegantes, disolventes como thinner, varsol, gasolina, etc.; porque no solo pueden afectar el empaque sino también el producto.

