



Mascarilla desechable tres pliegues

Elemento de protección personal respiratoria desechable fabricado de tela no tejida que cubre boca y nariz. Filtra los principales gérmenes del ambiente previniendo el contagio de virus y bacterias, libre de látex. Se usa en el cuidado de enfermos, procedimientos clínicos y hospitalarios.

Mascarilla medica de tres pliegues con elástico y filtro bacteriológico, con ajuste nasal hermético, que incluye adaptador metálico ligero y moldeable situado en el borde superior, diseño confortable y liviano, resistente al vapor emanado por la respiración.

Características Técnicas

Material	Polipropileno (tela no tejida)
Marca	Healthstore
Color	Negro
Empaque	Unitario - Caja de 50 un
Procedencia	China
Tamaño	17,5x9,5 cm (estándar)
Certificación	CE - FDA
Uso	Un uso, No reutilizar
Duración	2 años
Temperatura almacenamiento	Entre 10° y 30° C

