



# Mascarilla quirúrgica tres pliegues de alta protección

Este tipo de mascarilla está diseñada para evitar la diseminación, desde el usuario hacia el entorno, de microorganismos que están normalmente presentes en su boca, nariz o garganta y que pueden ser proyectados al exterior al respirar, hablar, estornudar o toser. Han sido diseñadas para brindar el más alto nivel de protección que una mascarilla quirúrgica pueda proporcionar, incluso bajo las circunstancias críticas, como las que enfrentan diariamente los profesionales de la salud.


Las mascarillas NEYUN son fabricadas con materias primas certificadas de la más alta calidad, en tres capas que le permiten alcanzar una eficiencia de filtración (BFE) casi perfecta, de un 99,9%, superando los estándares internacionales más. Adicionalmente, nuestro proceso de esterilización garantiza una carga microbiana 25 veces menor a la exigencia de la norma Europea EN 14683:2019, permitiendo que el uso de nuestras mascarillas sea compatible con procedimientos que requieran elementos de protección estériles.

## Características Técnicas

<b>Producto</b>	Mascarilla quirúrgica tres pliegues
<b>Material de capas</b>	PP Spunbond/meltblown/PP Spunbond
<b>Color</b>	Celeste
<b>Tamaño</b>	17.5x9.5 cm (estándar)
<b>Empaque</b>	Caja de 50 unidades
<b>Eficiencia de filtración</b>	≥98% a 3,0 μm (Tipo II EN 14683:2019/
<b>Resistencia a la respiración</b>	< 70 Pa/cm <sup>2</sup> (UE: CWA 17553:2020)
<b>Certificación</b>	Estándar de la Comunidad Europea
<b>Temperatura almacenamiento</b>	Entre 10° y 30° C




# Componentes



CAPA DE CONTACTO AMIGABLE A LA PIEL

TELA NO TEJIDA A PRUEBA DE FUGAS

CAPA FILTRANTE DE ALTA DENSIDAD  
Filtración, absorción y aislamiento



## HIGIENICAS

Producto hipoalergénico, cómodo, transpirable, mínima retención de la respiración y el calor, sin fibra de vidrio y no contiene látex.



COMODA Y RESPIRABLE



ACOPLE SIN COSTURAS



PROTECCIÓN DE 3 CAPAS




ANTI GOTAS



PUENTE NASAL AJUSTABLE



MATERIAL DE ALTA CALIDAD



# NEYÜN

