



Mascarilla desechable tres pliegues infantil

Elemento de protección personal respiratoria desechable, diseño infantil, fabricado de tela no tejida que cubre nariz y boca. Filtra los principales gérmenes del ambiente previniendo el contagio de virus y bacterias, libre de látex. Se usa en el cuidado de enfermos, procedimientos clínicos y hospitalarios.

Mascarilla de tres pliegues con elástico y filtro bacteriológico y viral, con ajuste nasal hermético, que incluye adaptador metálico ligero y moldeable situado en el borde superior, diseño confortable y liviano, resistente al vapor emanado por la respiración. Se recomienda cambiar cuando este húmeda y/o sucia.

Características Técnicas

Material	Polipropileno (tela no tejida)
Marca	Healthstore
Color	Diseño infantil
Empaque	Caja de 50 un
Procedencia	China
Tamaño	14,5x9,5 cm
Certificación	CE - FDA
Uso	Un uso, No reutilizar
Duración	3 años
Uso	Nivel domestico, hospitalario, industrial, alimenticio etc
Temperatura almacenamiento	Entre 5° y 30° C, evite luz solar directa

