



## Mascarilla desechable tres pliegues infantil

Elemento de protección personal respiratoria desechable, diseño infantil, fabricado de tela no tejida que cubre nariz y boca. Filtra los principales gérmenes del ambiente previniendo el contagio de virus y bacterias, libre de látex. Se usa en el cuidado de enfermos, procedimientos clínicos y hospitalarios.

Mascarilla de tres pliegues con elástico y filtro bacteriológico y viral, con ajuste nasal hermético, que incluye adaptador metálico ligero y moldeable situado en el borde superior, diseño confortable y liviano, resistente al vapor emanado por la respiración. Se recomienda cambiar cuando este húmeda y/o sucia.

### Características Técnicas

<b>Material</b>	Polipropileno (tela no tejida)
<b>Marca</b>	Healthstore
<b>Color</b>	Celeste
<b>Empaque</b>	Unitario – Caja 50 unidades
<b>Procedencia</b>	China
<b>Tamaño</b>	14,5x9,5 cm
<b>Certificación</b>	CE - FDA
<b>Uso</b>	Un uso, No reutilizar
<b>Duración</b>	3 años
<b>Uso</b>	Nivel domestico, hospitalario, industrial, alimenticio etc
<b>Temperatura almacenamiento</b>	Entre 5° y 30° C, evite luz solar directa

