



# Mascarilla desechable **KN95**

Mascarilla medica desechable KN95, con un diseño de 5 capas, fabricado en tela no tejida de dos capas, una capa de algodón de aire caliente y dos capas de tela fundida, cómoda y agradable al contacto con la piel, con elásticos de alta resistencia y fijación a la nariz y rostro.

Incluye un sistema de sellado que evita el ingreso de contaminantes y partículas de forma lateral. Mientras no presente daño estructural o exceso de humedad, la mascarilla se puede reutilizar. Ideal para uso prolongado de contacto con otras personas en reuniones, aglomeraciones y trabajo.

## Características Técnicas

<b>Material</b>	5 capas - tela no tejida y algodón
<b>Color</b>	Blanco
<b>Empaque</b>	Caja de 50 unidades
<b>Filtro</b>	BFE $\geq$ 95%
<b>Esterilizado</b>	Grado no estéril
<b>Talla</b>	Estándar
<b>Fabricado</b>	China
<b>Certificación</b>	CE - FDA
<b>Temperatura almacenamiento</b>	Entre 10° y 30° C

