



## Pechera Desechable con mangas y ojal

Pecheras Plásticas Desechables fabricadas de polietileno de alta densidad, 100% virgen de 25 micrones, material que previenen y aíslan el polvo, partículas de alcohol, sangre, bacterias y contaminación de virus, evita la infección cruzada en el ambiente hospitalario, ofreciendo una solución hipoalergénica.

Pechera con manga larga y ojal para sujeción en dedo pulgar, cubre por completo el tórax hasta llegar a las rodillas y posee amarra posterior. Se recomienda mantener en lugar limpio y seco, producto no estéril, libre de látex, impermeable y resistente.

### Características Técnicas

<b>Material</b>	Polietileno alta densidad
<b>Color</b>	Celeste traslucido
<b>Espesor</b>	25 micrones
<b>Marca</b>	Healthstore
<b>Esterilizado</b>	Grado no estéril
<b>Procedencia</b>	CHILE
<b>Tamaño</b>	120 cm largo - 90 cm ancho – 80 cm largo brazo
<b>Empaque</b>	Bolsa sellada unitaria - Caja de 100 unidades
<b>Almacenamiento</b>	Lugar fresco y seco en temperaturas no mayor 30° C

