



Piso dental para rayos X

Piso dental con respaldo y cabecero regulable en altura, brazos regulables y estrella de polipropileno con patines 5 ruedas, incluye mecanismo fijo con base de Nylon (Belgio) y asiento tapizado en ecocuero lavable.

Uso ideal para la atención profesional en sala para toma de rayos x, consultas dentales, clínicas, laboratorios o urgencias.

Características Técnicas

Tapizado	Ecocuero
Medidas	1,25 cm de alto 0,50 cm de ancho
Color	Azul
Estructura	Acero esmaltado
Asiento	Regulable en altura

