

Termómetro digital

Termómetro de frente infrarrojo sin contacto digital para niños y adultos, lecturas de alta precisión para uso escolar, de oficina y hospitalario. Medición rápida y precisa para obtener resultados correctos al instante (aproximadamente 0,5 – 1 segundos).

La tecnología infrarroja sin contacto lee desde la frente sin contacto físico, evita la infección cruzada entre múltiples personas, medición rápida y precisa de la temperatura a través del canal humano. Alta calidad.

Características Técnicas

Distancia efectiva	3 a 5 cm
Método de Medición	Sin contacto
Rango de medición	Cuerpo: 35 – 42 °C Superficie: 0 – 100 °C
Precisión de medición	± 0.3 °C
Resolución de pantalla	0.1 °C / 0.1 °F
Tiempo de respuesta	1 segundo
Punto de alimentación	2 pilas de 1.5V AAA
Monitor	Dos colores de iluminación
Unidad de temperatura	°C / °F
Función de apagado automático	15 segundos
Tamaño	158.5x98x46,5 mm
Certificación	CE-FDA
Condición de Almacenamiento	-25 °C – 55 °C (-13 °F – 131 °F)

