

Termómetro digital

Termómetro infrarrojo para temperatura corporal, diseñado para medir la temperatura del cuerpo de manera rápida y sin contacto. Hecho con tecnología avanzada de medición de temperatura infrarroja, para realizar un análisis y tratamiento inteligente. El resultado de la medición se muestra de forma inmediata

Para una correcta medición de temperatura, asegúrese que la distancia sea de 5 a 15 cm perpendicular a la frente. Diseño sin contacto, seguro y más higiénico de usar, con una rápida obtención de datos

Características Técnicas

Distancia de medición	5 a 15 cm
Monitor	Pantalla LED
Rango de medición	Cuerpo: 32 – 42,5 °C Superficie: 0 – 100 °C
Resolución	0.2 °C
Tiempo de respuesta	1 segundo
Medio ambiente	16 °C – 35 °C
Alimentación	2 pilas AAA (no incluidas)
Tiempo de apagado	≤ 30 segundos
Unidad de temperatura	°C / °F
Certificación	FDA, CE & ISO 13485

