



Termómetro de pared con dispensador

Termómetro de pared digital infrarrojo sin contacto con pantalla digital de alta definición, toma de temperatura automática, incluye tanque dispensador con gran capacidad, para colocar alcohol gel, jabón, desinfectante u otros, con diseño transparente en el costado para visualizar la cantidad de desinfectante en el tanque.

Termómetro de bajo consumo de energía con sistema de apagado automático, sistema de alarma para temperaturas altas según los rangos establecidos, con una medición precisa rápida y eficiente, cómodo y fácil de usar. Adecuado para usar en centros de salud, escuelas, fábricas u oficinas, etc.

Características Técnicas

Marca	Healthstore
Material	ABS + PC
Monitor	Pantalla LCD digital
Capacidad de tanque	1000 ml
Rango de temperatura	34.0 °C – 42.0 °C
Precisión de medición	+/- 2 °C
Intervalo de medición	2 segundos
Distancia de medición	5 a 10 cm
Unidad Temperatura	Celsius (°C) – Fahrenheit (°F)
Tamaño	119 x 133 x 280 mm
Peso neto	702 gr
Potencia máxima	3W
Método de Instalación	Montaje de pared, cinta doble contacto o trípode.
Fuente Alimentación	DC5V 1
Incluye	Dispensador, 1 cable USB tipo C, 2 Tornillos de fijación

