



Protector facial con sujetador

Pantalla facial con sujetador tipo lentes, diseñado para proteger rostro, ojos y boca de salpicaduras de sustancias peligrosas o infecciosas y fluidos corporales, incluye gafas de protección facial que poseen un escudo transparente, que no afectara la vista, pudiendo usarse incluso si se utilizan lentes, no cuenta con la frente cerrada por lo que hace que no se empañe el visor.

Confeccionado en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de alta dureza, las gafas y la pantalla de protección son de larga duración PET. Producto compacto, ligero y fácil de llevar o almacenar, reutilizable, la pantalla se encuentra incrustada a los lentes, por lo que se puede desmontar para lavar. Producto con certificación CE y FDA. Conservar en lugar seco.

Características Técnicas

Material PVC transparente de larga duración

Marca Healthstore

Nivel de protección Periférica, cubre hasta la altura de la barbilla

Tamaño 230x220 mm (Estándar)

Procedencia China

Certificación CE - FDA

Temperatura almacenamiento Entre 10° y 30° C

Aplicaciones Médica, dental, laboratorio, cocina, farmacia o para uso personal diario.

