



Protector facial desechable

Protector fácil, con tratamiento antiempañante, base redondeada, fabricado con una mica plástica de 250 micrones para dar máxima protección, cubre todo el rostro hasta la base del cuello, impidiendo salpicaduras de fluidos corporales, líquidos, astillas y sólidos producidos en diversos procedimientos. Posee una cinta elástica de 2 cm de ancho color blanca de sujeción para la

cabeza y una espuma interior en sector de la frente para una mayor comodidad. Producto con certificación CE y FDA. Se recomienda su uso en sectores hospitalarios, clínicas, laboratorios o cualquier otra actividad en la que se requiera protección de partículas hacia los ojos o el rostro. Conservar en lugar seco. Producto regulado por el D.S. Nro 825/98 del Ministerio de salud de Chile.

Características Técnicas

Material	Mica de plástico
Espesor	250 micrones
Tamaño	33x20 cm (Estándar)
Espuma interior	Densidad 20, tamaño 3x22 cm
Empaque	Caja de 300 unidades
Procedencia	China
Certificación	CE - FDA
Temperatura almacenamiento	Entre 10° y 30° C

