



# Silla Radiológica (taburete)

Silla radiológica con estructura de acero esmaltado, regulable en altura, rodable con ruedas de apoyo, incluye mecanismo fijo y asiento tapizado en cuero sintético lavable, sin costuras de fácil desinfección.

Base metálica con apoya brazo. Uso ideal para la atención profesional en sala para toma de rayos x, consultas dentales, clínicas, laboratorios o urgencias.

## Características Técnicas

<b>Tapizado</b>	Cuero sintético lavable
<b>Medidas</b>	Base 60 cm
<b>Altura</b>	Mínima 44 cm Máxima 56 cm
<b>Capacidad peso</b>	140 kg aprox
<b>Estructura</b>	Acero esmaltado
<b>Asiento</b>	Regulable en altura

