

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CERTIFICADA

Producto con garantía de calidad y protección radiológica certificado por la comisión chilena de energía nuclear LMRI-Chile N° 5884-2018 y cumple con los estándar de calidad exigidos por la comisión Intencional de Protección Radiológica y la Organización Mundial de la Salud.

Guante Atenuador Modelo **Protexhand**



Producto pensado para proteger a profesionales y sus pacientes expuestos a la Radiación Ionizante ,emitida por distintos tipos de equipos de Rayos X .

Marca especializada en la fabricación de una amplia gama de productos para la Protección Radiológica, de uso Industrial, Minero, Construcción Hospitalaria y Medicina Nuclear, entre otros, así como la elaboración de diversos elementos, productos y servicio de Blindaje Radiológico.

- Guante Atenuador para uso profesional.
- Pensado para proteger la parte superior de las manos de los profesionales.
- Adaptado con un sistema de bandas elasticadas en la parte inferior para una mejor adhesión de los dedos
- Con sistema de ajuste con velcro en muñeca.

Características Técnicas

Grado protección	0,5 P.B.E.Q.
Marca	Protexrey
Talla	Estándar
Cubierta	Cuero
Color	Azul
Protección	0,5 mm de plomo

1 ½ Oriente 1263, Viña del mar

Fono: 32 2696477

info@healthstore.cl

www.healthstore.cl

