

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CERTIFICADA

Producto con garantía de calidad y protección radiológica certificado por la comisión chilena de energía nuclear LMRI-Chile N° 5884-2018 y cumple con los estándar de calidad exigidos por la comisión Intencional de Protección Radiológica y la Organización Mundial de la Salud.

Lentes Plomados



- Lentes Plomados para uso de profesionales.
- Considera protección frontal y lateral.
- Incluye tirador
- Disponible en una variedad de colores.
- Armazón de plástico de alta resistencia.



Producto pensado para proteger a profesionales y sus pacientes expuestos a la Radiación Ionizante ,emitida por distintos tipos de Equipos de Rayos X .

Marca especializada en la fabricación de una amplia gama de productos para la Protección Radiológica, de uso Industrial, Minero, Construcción Hospitalaria y Medicina Nuclear, entre otros, así como la elaboración de diversos elementos, productos y servicio de Blindaje Radiológico.

Características Técnicas

Grado Protección	0,75 P.B.E.Q.
Marca	Protexrey
Talla	Estándar

1 ½ Oriente 1263, Viña del mar

Fono: 32 2696477

info@healthstore.cl

www.healthstore.cl

