



Porta delantal Plomado

UTILIZADO EN SERVICIOS DE:

- RAYOS X DENTALES
- SERVICIOS UCI PEDIATRIA
- SERVICIOS DE RAYOS X MEDICOS
- SERVICIOS DE RAYOS PABELLON
- SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR
- ETC.

CARACTERISTICAS

- ✓ LAVABLE
- ✓ FACIL LIMPIEZA
- ✓ DESINFECTABLE

Porta delantal plomado con estructura tubular, revestida con pintura electroestatica. Modelo diseñado especialmente para evitar el doblamiento del delantal. Evita el resquebrajamiento del material exterior y de la lámina interna del plomo (0,25; 0,50mm. de espesor).

Características Técnicas

| | |
|-------------------|--|
| Estructura | Electro pintado |
| Diseño | Con cinco colgadores en tubo, desmontables |
| Ruedas | Cuatro ruedas , doble giro, dos de ellas con freno |
| Tubo | acero inoxidable |
| Medidas | 150 cm alto (incl. ruedas) 82 cm ancho 80 CM Largo |
| Calidad | AISI-304 |
| Color | Gris perla |



*Imagen referencial

