

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CERTIFICADA

Producto con garantía de calidad y protección radiológica certificado por la comisión chilena de energía nuclear LMRI-Chile N° 5884-2018 y cumple con los estándar de calidad exigidos por la comisión Intencional de Protección Radiologica y la Organización Mundial de la Salud.

Protector Tiroide



- Protectores para uso profesional o paciente, de protección cervical.
- Utilizado para proteger la tiroide en las areas médicas, veterinarias y odontológicas.
- Ajustable según tamaño requerido para su uso, con un sistema de velcro en cuello.
- Grado de Protección 0,3 / 0,5 PB.E.Q.

Producto pensado para proteger a profesionales y sus pacientes expuestos a la Radiación Ionizante ,emitida por distintos tipos de Equipos de Rayos X .

Marca especializada en la fabricación de una amplia gama de productos para la Protección Radiológica, de uso Industrial, Minero, Construcción Hospitalaria y Medicina Nuclear, entre otros, así como la elaboración de diversos elementos, productos y servicio de Blindaje Radiológico.

Características Técnicas

Peso	370 grs app
Marca	Protexrey
Cubierta	T-Vinil lavable
Color	Azul

1 ½ Oriente 1263, Viña del mar

Fono: 32 2696477

info@healthstore.cl

www.healthstore.cl

