

## SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CERTIFICADA

Producto con garantía de calidad y protección radiológica certificado por la comisión chilena de energía nuclear LMRI-Chile N° 5884-2018 y cumple con los estándares de calidad exigidos por la comisión Intencional de Protección Radiológica y la Organización Mundial de la Salud.

# Kit protectores Gonadales **tres piezas**



Producto pensado para proteger a profesionales y sus pacientes expuestos a la Radiación Ionizante, emitida por distintos tipos de equipos de Rayos X.

Marca especializada en la fabricación de una amplia gama de productos para la Protección Radiológica, de uso Industrial, Minero, Construcción Hospitalaria y Medicina Nuclear, entre otros, así como la elaboración de diversos elementos, productos y servicio de Blindaje Radiológico.

- Protectores para uso de pacientes, con protección en la zona de Gónadas.
- Tiene una forma ovalada para una mayor cobertura.
- Se aplica en tres tamaños, adultos, niños y bebés.
- Ajustable según necesidad de uso, con un sistema de cinturón con velcro y cierre tip-top en la zona de la cadera.

### Características Técnicas

<b>Grado protección</b>	0,3 / 0,5 PB.EQ
<b>Marca</b>	Protexrey
<b>Talla</b>	Estandar
<b>Cubierta</b>	T-Vinil lavable
<b>Color</b>	Azul

1 ½ Oriente 1263, Viña del mar

Fono: 32 2696477

[info@healthstore.cl](mailto:info@healthstore.cl)

[www.healthstore.cl](http://www.healthstore.cl)

