

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CERTIFICADA

Producto con garantía de calidad y protección radiológica certificado por la comisión chilena de energía nuclear LMRI-Chile N° 5884-2018 y cumple con los estándares de calidad exigidos por la comisión Intencional de Protección Radiológica y la Organización Mundial de la Salud.

Delantal Profesional Modelo Cruzado



- Delantal profesional de protección frontal y parcial en zona de espalda con ajuste por velcro en la parte lateral inferior.
- Grado de Protección: 0,3 / 0,5 P.B.EQ
- Cubierta de T-vinil lavable
- Acolchado en hombros
- Opción de logo estampado

Producto pensado para proteger a profesionales y sus pacientes expuestos a la Radiación Ionizante, emitida por distintos tipos de Equipos de Rayos X.

Marca especializada en la fabricación de una amplia gama de productos para la Protección Radiológica, de uso Industrial, Minero, Construcción Hospitalaria y Medicina Nuclear, entre otros, así como la elaboración de diversos elementos, productos y servicio de Blindaje Radiológico.

Características Técnicas

Peso	3,1 kg app
Marca	Protexrey
Medidas	100x60 cm
Color	Azul
Protección	0,5 mm plomo
Garantía	24 meses